

Máscara de terapia LED 3D de silicona líquida

Scan for multilingual user manual



Manual de usuario




Lea atentamente este manual de usuario antes de comenzar y consérvelo adecuadamente para futuras consultas. Antes de usar este producto por primera vez, realice una prueba de sensibilidad a la luz.

Consulte las instrucciones para más detalles.



BEAUTY
TECH



Contenido

1. Descripción del producto
2. Modos de uso
3. Controlador del producto
4. Como utilizar
5. Especificaciones
6. Precauciones de seguridad
7. Advertencias

Descripción del producto

La máscara facial de silicona líquida con terapia de luz LED es un dispositivo doméstico recargable de fotones de luz LED para el rejuvenecimiento y embellecimiento de la piel.

La estructura superficial de este producto está compuesta de silicona líquida de grado médico, práctica, cómoda y fácil de usar. Puede adaptarse con la hebilla ajustable a las diferentes formas de rostro. se ajusta además al rostro en todas sus dimensiones lo que permite un **ajuste más ergonómico** y que la luz LED llegue mejor a toda la superficie facial. Ofrece **mayor confort y eficacia** en la exposición de la luz a zonas difíciles de alcanzar.

Es ligera y portátil, Cuenta con un total de **93 luces LED de alta calidad**, con **279 chips en total**.

Cada LED emite **3 longitudes de onda diferentes** (luz azul 415 nm, luz roja 633 nm, luz

infrarroja cercana 850 nm y luz infrarroja profunda 1072 nm), se puede ajustar mediante el controlador para emitir **3 niveles de energía diferentes**. Basado en la teoría de la fototerapia, la radiación de ondas luminosas de este producto penetra en la piel de manera más eficaz, estimulando la producción de **colágeno y elastina**, favoreciendo la regeneración celular y logrando un efecto de rejuvenecimiento de la piel.

Este dispositivo dispone de **2 modos de uso**, cada uno con un tiempo predeterminado de **10 minutos**.



Controlador



Protectores



Bolsa de almacenaje



Cable Tipo C



Manual de usuario



Cinta ajustable



Modos de uso




Modo 1: 630nm+850nm+1072nm



Modo 2: 415nm+850nm+1072nm

Controlador del producto



Como utilizar

- Botón de encendido: Mantén presionado durante unos 3 segundos para encender el dispositivo; la luz se encenderá .
- Botón de selección de brillo: Pulsa brevemente para ajustar y cambiar entre los 3 niveles de salida de energía: 50%, 75% y 100%.
- Temporizador: El tiempo predeterminado para cada modo es de 10 minutos una vez que se selecciona el modo.
- Selección de modo: Presiona el botón de encendido después de que la luz esté encendida. Hay 2 modos disponibles para elegir.
- Selección de pulso: Puedes presionar el botón de función de pulso en cualquier modo.

Especificaciones

Instrucciones de seguridad y uso



Advertencia: No utilice este producto si cumple con alguna de las siguientes condiciones:

- Está embarazada, en preparación para el embarazo o en período de lactancia.
- Tiene sensibilidad a la luz o está tomando medicamentos que puedan causar fotosensibilidad.
- Padece enfermedades hereditarias relacionadas con los ojos o la piel (ej. lupus eritematoso, eccema fotosensible, albinismo, etc.).

Precauciones de seguridad

Paso 1. Prueba inicial en el brazo

- Coloque el dispositivo sobre su brazo.
- Encienda el interruptor y deje irradiar durante 10 minutos.
- Si aparece enrojecimiento, picazón o cualquier reacción, puede indicar piel fotosensible.
·En este caso, suspenda el uso y consulte a un dermatólogo antes de volver a utilizarlo.

Paso 2. Preparación antes del uso facial

- Lave y seque su rostro por completo.
- Asegúrese de no tener maquillaje ni productos cosméticos, ya que estos pueden contener ingredientes fotosensibles que afecten la eficacia del tratamiento.

Paso 3. Reacciones normales y señales de alarma

- Tras el uso, la piel puede presentar enrojecimiento leve, lo cual es normal y debería desaparecer en 1 a 2 horas.
- Si durante la aplicación siente ardor intenso o molestias, interrumpa el uso de inmediato.

Paso 4. Frecuencia y duración recomendada

- Se recomienda utilizar este producto 3 a 4 veces por semana.
- Cada sesión debe tener una duración de 10 a 20 minutos.

Advertencias

- Siga estrictamente el método correcto de utilización de este producto y no lo use fuera de las instrucciones, de lo contrario puede causar fallos en el equipo o accidentes inesperados.
- No utilice este producto para mejorar ninguna otra condición distinta a las indicadas.
- Las mujeres embarazadas, en período de lactancia y los niños **no deben usar este producto**.
- Si el usuario padece enfermedades físicas, sensoriales o mentales, o se encuentra en tratamiento por una enfermedad dermatológica (incluida la fase de aparición, como lupus eritematoso, eccema fotosensible o albinismo), no se recomienda el uso de este producto. En caso de ser necesario, debe hacerse **bajo la supervisión de una persona responsable o un dermatólogo**.
- Si sufre de algún trastorno de fotosensibilidad, no utilice este producto, ya que puede provocar reacciones cutáneas graves.
- No lo utilice el mismo día en que aplique productos cosméticos que contengan ingredientes fotosensibles.
- Proteja sus ojos durante el uso: coloque correctamente los protectores oculares y se recomienda mantener los ojos cerrados. Si padece alguna enfermedad genética ocular, **no utilice una máscara biológica**.
- Si siente cualquier molestia durante el uso, suspenda inmediatamente la aplicación.
- Este producto **no es resistente al agua**. No lo sumerja ni lo enjuague con agua. Si sospecha que ha estado en contacto con agua, no lo utilice.
- No lo use en bebés o niños, y manténgalo fuera de su alcance.
- Si alguna de las piezas está dañada, no utilice este producto.
- Este producto es **solo para uso diario**. No lo desmonte, modifique ni repare sin autorización.